

El V3 combina el AIR^ogel[®] tecnología con agudo rendimiento del cuidado para una experiencia de cuidado en el hogar revolucionaria. El V3 se ajusta rápida y fácilmente al mismo tiempo que mejora la comodidad del paciente.

AIR^ogel[®]

Máxima comodidad, mínimo peso.

Nuestro AIR^ogel[®] patentado minimiza los puntos de presión y la irritación de la piel.

Ranura de liberación rápida
El arnés liviano y transpirable se desliza fácilmente con una mano.

Puerto de oxígeno

Permite una fácil entrega de suplementos oxígeno.

AIR^ogel[®]

Cojín de frente

Tornillo de ajuste de frente

V3
sleepnet

Codo Giratorio 360°

Para un posicionamiento óptimo del tubo y una movilidad más fácil.

Indicador de tamaño

Disponible en cuatro tamaños

S M L XL



Fabricado en EE. UU. con piezas importadas y de EE. UU.

¿Qué hace que nuestra máscara V3 sea diferente?

- Tornillo de ajuste: proporciona un rango de ajuste amplio y continuo que garantiza un ajuste personalizado mientras elimina la presión del puente de la nariz.
- **AIR^ogel** Almohadilla para la frente: estabiliza la máscara cómodamente en la cara del paciente durante la noche de sueño minimizando los puntos de presión. • Disponible en cuatro tamaños con arnés de liberación rápida simple y transpirable.

Featuring Patented AIR^ogel[®] Technology

Nuestro AIR^ogel patentado con un diseño ergonómico y una sensación lujosa reduce la presión mientras mantiene un sellado efectivo.



Máscaras V3 con arnés EZfit para un tratamiento cómodo y seguro por la noche



Especificaciones del producto V3 :

Producto Número	Estilo	Filtración	entrada Válvula	Tamaño	Peso de la	Máscara Dimensiones
50863	ventilado	√	√	Pequeño	109,2 g	3.60" profundidad x 4.10" ancho x 7.25" alto
50864	ventilado	√	√	Medio	114,3 g	3.60" profundidad x 4.30" ancho x 7.40" alto
50865	ventilado	√	√	Largo	119,4 g	3.60" profundidad x 4.38" ancho x 7.60" alto
50866	ventilado	√	√	Extra grande	120,1 g	3.60" profundidad x 4.42" ancho x 7.80" alto
55051	Casco EZfit	N / A	N / A	talla única	N / A	N / A



No contiene látex de caucho natural

Póngase en contacto con nosotros hoy.

Consultas generales envíe un correo electrónico a info@sleepnetcorp.com o llame al 1 (603) 758-6600

Visite www.sleepnetmasks.com para obtener más información.

Corporación Sleepnet, 5 Merrill Industrial Drive,
Hampton, Nuevo Hampshire 03842 EE. UU.



sleepnetmasks.com