



Reemplazable AIR^{gel} máscara de cojín
con tecnología de ajuste personalizado

iQ²

Tu máscara, tu ajuste

Presentamos iQ², una máscara moldeable liviana que puede adaptarse a la mayoría de las estructuras faciales. La tecnología de ajuste personalizado patentada de Sleepnet permite la variación de noche a noche.

¡Flexiona, ajusta, olvida!

Tecnología de ajuste personalizado

La tecnología patentada permite a cada usuario la capacidad de adaptarse a diversas estructuras faciales, cambios de peso y asimetría facial.

Sistema de ventilación de 45°

El sistema de ventilación silencioso permite un sueño nocturno de calidad ininterrumpida.

AIR^{gel}

Máximo confort y mínimo

tensión del casco. AIR^{gel} minimiza los puntos de presión y la irritación de la piel.

Giro giratorio de 360° Sin arrastre de tubo para personas que duermen activamente.

Clips magnéticos ¡Fáciles de poner y quitar!

Cojín reemplazable Los cojines se pueden quitar y reemplazar sin comprar una máscara nueva.

Fabricado en EE. UU. con componentes de EE. UU. y de origen mundial | Nuestros productos están respaldados por la garantía de Sleepnet contra defectos de fabricación.



¿Qué hace que nuestra mascarilla iQ®2 sea diferente?

Tecnología de **ajuste personalizado** : la tecnología patentada permite a cada usuario la capacidad de adaptarse a diversas estructuras faciales, cambios de peso y asimetría facial.

AIRgel® Tecnología de **cojín** : máxima comodidad y mínima tensión del arnés. AIR®gel® minimiza los puntos de presión y la irritación de la piel.

Giro de **360°** - Menos arrastre del tubo para durmientes activos.


Cojín de **talla única** : mayor rango de ajuste.



Cojines reemplazables Los **cojines** se pueden quitar y reemplazar sin comprar una máscara nueva.

El marco iQ®2 y el arnés son intercambiables con el Phantom®2

¿Necesita cambiar los estilos de máscara? Las almohadillas iQ®2 y Phantom®2 son intercambiables mientras se usa el mismo marco de máscara y arnés.



iQ®2 con arnés TruFit y clips magnéticos

Producto Número	Descripción	Tamaño
50169	Mascarilla con ventilación nasal	Talla única
50223	iQ®2 Almohadilla nasal iQ®2	Talla única
50204	Ensamblaje de estructura giratoria/tubo	Talla única
55042	Arnés TruFit con clips magnéticos	Talla única

Si está interesado en consultar sobre nuestra máscara Phantom®2

50182	Mascarilla con ventilación nasal Phantom®2	Talla única
50224	Cojín nasal Phantom®2	Talla única

También por Sleepnet®

Ascend Full Face
reemplazable reemplazable AIRgel® cojín mascarilla cojín mascarillas



Póngase en contacto con nosotros hoy:

Para realizar su pedido, llame a un distribuidor autorizado.

Llame al 1-800-742-3646

Visite www.sleepnetmasks.com para obtener más información .

El siguiente producto está protegido por Patentes estadounidenses 10,974,007, 7,938,117 y otras patentes pendientes



FDA
Cleared

No contiene látex de caucho natural



sleepnetmasks.com