



Máscara facial

HP-F20

1. Orificios exhalatorios

El diseño de los orificios asegura una ventilación super silenciosa y agradable.

2. Conexión sencilla del arnés

El adaptador de liberación rápida permite una conexión y desconexión rápida y eficiente en todo momento.

3. Almohadilla de alta calidad

Reduce la presión en la cara mientras mantiene un sello eficiente.

4. Diseño de bajo perfil

Sin la obstrucción o la presión de un marco para la frente, el diseño de perfil más bajo permite un campo de visión más amplio y se adapta a una gama de formas faciales.

5. Marco y almohadilla integrados

Su diseño simple proporciona un montaje/desmontaje rápido para facilitar la limpieza.

6. Conector doble

Permite retirar el tubo de una manera muy sencilla.

7. Conector de oxígeno

Adaptabilidad para quienes requieren oxígeno adicional.



CE 0123



Innovation for affordable
high performance sleep & respiration care!



Hypnus Website

Guangzhou Hypnus Healthcare Co., Ltd.

ADD : 2F, No.3 Tianfeng Road, Science City, Development District, Guangzhou, China
TEL : +86 20 66343189
Email : export@ihypnus.com
http://www.ihypnus.com